


ヘッドギアを装着された方へ

ヘッドギアは上顎骨の成長抑制・上顎の奥歯を後ろへ移動させる・
上顎の奥歯を固定するなどのために用います。



ヘッドギアを装着した歯とその周辺の歯に痛みが生じることがあります。

ヘッドキャップ・スプリング・フェイスボウ・バンドから構成されています。

担当医から指示された強さ（穴の位置）で使用してください。

着脱は丁寧に行ってください。

1日10時間以上使用していただくと良い効果が得られます。

バンド周辺をよくブラッシングしてください。

フェイスボウは使用后きれいに洗って乾燥させて使用してください。

粘着質の食べ物はバンドが外れやすくなることがあります。

装置に慣れるまでは控えたほうがよいでしょう。

装置が壊れた場合やわからないことがございましたら当院までご連絡ください。